

## 9614 DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO FREEPHOS PARA USO INDUSTRIAL



### Análisis Garantizado

Descripción	Mínimo	Máximo	Unidad
Materia Activa Aniónica (PM 328)	9.0	11.0	%
Fósforo (P)	-	60	ppm
Aspecto	Líquido Claro	-	-
Color	Amarillento	-	-
Olor	Característico. Similar al estándar	-	-
Densidad relativa a 20°C	1.00	1.10	-
pH de la Solución al 5%	6.5	7.5	-

#### MODO DE USO

Elimine previamente los excesos de materia orgánica.

Sumerja en la solución por espacio de 2 a 24hs.

El sonicado o el aumento de la temperatura incrementan considerablemente la velocidad de limpieza.

Su preparación en agua destilada optimiza el proceso.

DILUCION: 2 a 5%. De acuerdo al tipo de contaminación.